




**Montage auf einer Leitung,
unter Druck oder Vakuum**



- **IsoControl** ® erlaubt, eine volumetrische Entnahme von Flüssigkeiten durchzuführen. Probevolum per Zyklus: 0,5ml. Die Flaschen werden direkt auf dem Probennehmer geschraubt. Standardflaschen angeboten: 125ml, 250ml oder 500ml.
- Dieses Gerät umfaßt einfache Funktionen und ermöglicht eine tropfenweise Beprobung.
- Dank der Minimierung der Toten Volumen ist eine gute repräsentative Beprobung gewährleistet.
- Die Hauptteile werden in Edelstahl 316L verarbeitet. Die Dichtungen werden in Buna Material mit FDA-Zertifikat geliefert.
- Reinigung und Wartung sind extrem begrenzt.
- Eine elektropneumatische Steuerung mit Programmierung der Zyklen und Entnahmesequenzen wird mitgeliefert.



Ref: M4KSA (1cc - 3cc)

**Anwendungen in Lebensmittel- und pharmazeutischen
Industrien.**

